

Système qPCR temps réel ultra-rapide PCR-RFQ164I / RFQ164II

Réf. : PCR-RFQ164I / PCR-RFQ164II

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	PCR-RFQ164I / RFQ164II
Type	qPCR en temps réel
Capacité d'échantillons	16
Consommables compatibles	Tube transparent 0,1 ml
Vitesse de rampe max	10,0 °C/s
Plage de température	4–100 °C
Précision de température	±0,1 °C
Uniformité de température	±0,15 °C
Canaux de fluorescence	4 (standard)
Lumière d'excitation	LED unique
Détecteur	PMT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le PCR-RFQ164I/II est un système qPCR 16 puits simple d'utilisation, équipé de 4 canaux de fluorescence en standard, à balayage temps réel résolu en temps.