

Units dentaires (fauteuils)

Réf. : DC-20 • DC-2700A1 • DC-2700A2 • DC-2700C1 • DC-30 • DC-33



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

les units dentaires, conçus pour les cliniques modernes, allient ergonomie et commande intelligente, conciliant confort du patient et efficacité du praticien. Adaptés à l'omnipratique, la restauration esthétique, l'endodontie, la prothèse, la pédodontie, la chirurgie implantaire et les cabinets accessibles.

Caractéristiques :

Fauteuil ergonomique

multi-angles réglable, accoudoirs confortables amovibles, appui-tête à double articulation (adultes, enfants, fauteuils roulants).

Système de commande entièrement informatisé

positionnement précis, réglage en hauteur fluide, moteur silencieux importé 24 V.

Commande automatique du cordon 3 voies + mémorisation des positions, pour garder les mains libres.

Deux seringues 3 fonctions (eau chaude/froide) + robinet une touche + alimentation d'eau dosée pour le rinçage.

Aspiration de salive haut et bas débit (système d'aspiration centralisée en option).

Réservoir d'eau externe à démontage rapide ; alimentation en eau à température constante.

Scialytique LED haut de gamme

éclairage homogène, variation continue, modes préréglés, commande capteur/manuelle.

Tablette mobile

hauteur réglable, panneau multifonction, utilisation ambidextre, détartreur intégré.

Configuration standard

tabouret praticien + pédale multifonction.