

Spectrophotomètre UV-Vis simple faisceau SP-UV5100

Réf. : SP-UV5100

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV5100
Système optique	Simple faisceau, réseau 1200 lignes/mm
Plage de longueurs d'onde	190–1000 nm
Bande passante	2 nm
Précision en longueur d'onde	±2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,5 nm
Réglage de la longueur d'onde	Automatique
Précision photométrique	±0,5 %T
Répétabilité photométrique	≤0,2 %T
Plage photométrique	-0,3–3 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C
Mode photométrique	T, A, C, F
Lumière parasite	≤0,1 %T
Stabilité	±0,002 A/h @ 500 nm
Affichage	LCD 128×64
Détecteur	Photodiode silicium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis simple faisceau à réseau 1200 lignes/mm couvrant la plage 190–1000 nm, avec réglage automatique de la longueur d'onde et afficheur LCD 128×64.