

Spectrophotomètre UV-Vis SP-DUV2600 / 2600S / 2601 (réseau holographique)

Réf. : SP-DUV2600 / SP-DUV2600S / SP-DUV2601



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-DUV2600	SP-DUV2600S	SP-DUV2601
Système optique	Simple faisceau, réseau holographique 1200 lignes/mm	Simple faisceau, réseau holographique 1200 lignes/mm	Simple faisceau, réseau holographique 1200 lignes/mm
Bande passante	2,0 nm	0,5/1/2/4/5 nm réglable	1,0 nm
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm	190–1100 nm
Précision en longueur d'onde	±0,3 nm	±0,3 nm	±0,3 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,1 nm	≤0,1 nm	≤0,1 nm
Résolution en longueur d'onde	0,1 nm	0,1 nm	0,1 nm
Affichage	LCD graphique couleur 7" 800×480	LCD graphique couleur 7" 800×480	LCD graphique couleur 7" 800×480
Lumière parasite	≤0,1 %T à 420 nm ; ≤0,05 %T à 220/340 nm	≤0,1 %T à 420 nm ; ≤0,05 %T à 220/340 nm	≤0,1 %T à 420 nm ; ≤0,05 %T à 220/340 nm
Bruit	0 % ≤0,05 %T ; 100 % ≤0,1 %T	0 % ≤0,05 %T ; 100 % ≤0,1 %T	0 % ≤0,05 %T ; 100 % ≤0,1 %T
Plage photométrique	0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C (0–9999 F)	0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C (0–9999 F)	0–200 %T ; -3–3 A ; 0–9999 C (0–9999 F)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis largement utilisé en recherche scientifique et en production. Écran LCD TFT couleur 7", touches sensibles Omron et prise en charge du stockage sur clé USB, sans logiciel auxiliaire spécialisé.