

Spectrophotomètre UV-Vis à faisceau divisé série SP-DUV5000

Réf. : SP-DUV5000 / SP-DUV5000P / SP-DUV5000SP



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-DUV5000	SP-DUV5000P	SP-DUV5000SP
Système optique	Détection à faisceau divisé	Détection à faisceau divisé	Détection à faisceau divisé
Affichage	LCD couleur 7" 1024×600	LCD couleur 7" 1024×600	LCD couleur 7" 1024×600
Bande passante	1,8 nm	1 nm	0,5/1/2/4 nm réglable
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm	190–1100 nm
Plage photométrique	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C
Vitesse de balayage	Réglable (logiciel optionnel)	Réglable (logiciel optionnel)	Réglable (logiciel optionnel)
Précision en longueur d'onde	±0,3 nm	±0,3 nm	±0,3 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,1 nm	0,1 nm	0,1 nm
Lumière parasite	≤0,03 %T à 220/360 nm	≤0,03 %T à 220/360 nm	≤0,03 %T à 220/360 nm
Stockage de données	Mémoire 8 Go (standard)	Mémoire 8 Go (standard)	Mémoire 8 Go (standard)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis à écran couleur 7" affichant les courbes de balayage. Grande chambre d'échantillons (porte-échantillons rotatif 8 positions en option) et chemin optique CT auto-aligné entièrement scellé.