

Spectrophotomètre UV-Vis à faisceau divisé SP-UV756 / SP-UV759I

Réf. : SP-UV756 / SP-UV759I

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV756	SP-UV759I
Système optique	Détection à faisceau divisé	Détection à faisceau divisé
Affichage	LCD graphique 128×64 points	LCD graphique 128×64 points
Bande passante	2 nm	1,8 nm
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm
Plage photométrique	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C
Précision en longueur d'onde	±0,5 nm	±0,3 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,2 nm	0,1 nm
Lumière parasite	0,05 %T @ 220/360 nm	0,05 %T @ 220/360 nm
Stabilité	±0,001 A/h @ 500 nm	±0,001 A/h @ 500 nm
Interface	USB, RS232 (imprimante en option)	USB, RS232 (imprimante en option)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis à détection à faisceau divisé. Sauvegarde automatique de la dernière longueur d'onde réglée ; stabilité de mesure accrue par rapport aux produits similaires ordinaires.