


Spectrophotomètre UV-Vis à faisceau divisé SP-UVL6 / SP-UVL6S

Réf. : SP-UVL6 / SP-UVL6S



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UVL6	SP-UVL6S
Système optique	Détection à faisceau divisé	Détection à faisceau divisé
Affichage	Écran tactile couleur 8"	Écran tactile couleur 8"
Sources lumineuses	Lampe deutérium Hamamatsu ; lampe tungstène Osram	Lampe deutérium Hamamatsu ; lampe tungstène Osram
Bande passante	1,8 nm	1,8 nm
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm
Plage d'absorbance	0,0–200,0 %T ; -0,301–4,000 A ; 0,000–9999 C	0,0–200,0 %T ; -0,301–4,000 A ; 0,000–9999 C
Vitesse de balayage	—	Rapide / Moyen / Lent
Précision en longueur d'onde	±0,3 nm	±0,3 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,1 nm	≤0,1 nm
Lumière parasite	≤0,03 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO ₂)	≤0,03 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO ₂)
Précision photométrique	±0,3 %T ; ±0,002 Abs (0–0,5 A) ; ±0,004 Abs (0,5–1 A)	±0,3 %T ; ±0,002 Abs (0–0,5 A) ; ±0,004 Abs (0,5–1 A)
Positionnement des cuves	Positionnement automatique 8 cuves	Positionnement automatique 8 cuves

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis à détection à faisceau divisé offrant une excellente précision à un prix compétitif. Écran tactile couleur haute résolution 8" pour un pilotage complet, et positionnement automatique 8 cuves.