

Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau à monochromateur CT SP-DUV2602 / 2602S

Réf. : SP-DUV2602 / SP-DUV2602S

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-DUV2602	SP-DUV2602S
Affichage	LCD couleur 7" 1024×600	LCD couleur 7" 1024×600
Système optique	Double faisceau, monochromateur CT	Double faisceau, monochromateur CT
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm
Sources lumineuses	Lampe deutérium et lampe tungstène (importées)	Lampe deutérium et lampe tungstène (importées)
Récepteur	Photodiodes importées	Photodiodes importées
Bande passante	2 nm	0,5/1/2/4/5 nm réglable
Lumière parasite	0,05 % (220 nm)	0,05 % (220 nm)
Précision en longueur d'onde	0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm)	0,3 nm pleine plage (0,1 nm à 656,1 nm)
Répétabilité en longueur d'onde	0,1 nm	0,1 nm
Précision en transmittance	0,3 %T	0,3 %T
Interface de données	RS-232C, clé USB, USB HOST	RS-232C, clé USB, USB HOST

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nouveau chemin optique et accessoires importés de premier choix. Écran LCD TFT couleur 7" 1024×600, touches sensibles Omron longue durée, monochromateur CT et sources lampe deutérium / tungstène importées.