

Spectrophotomètre UV-Vis à balayage grand écran SP-UVS1810 / SP-UVS1810S

Réf. : SP-UVS1810 / SP-UVS1810S

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UVS1810	SP-UVS1810S
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm	190–1100 nm
Précision en longueur d'onde	$\pm 0,1$ nm (à 656,1 nm) ; $\pm 0,3$ nm pleine plage	$\pm 0,1$ nm (à 656,1 nm) ; $\pm 0,3$ nm pleine plage
Répétabilité en longueur d'onde	$\leq 0,1$ nm	$\leq 0,1$ nm
Bande passante	1 nm	0,5/1,0/2,0/4,0/5,0 nm réglable
Précision photométrique	$\pm 0,002$ A (0–0,5 A) ; $\pm 0,004$ A (0,5–1 A) ; $\pm 0,2$ %T (0–100 %)	$\pm 0,002$ A (0–0,5 A) ; $\pm 0,004$ A (0,5–1 A) ; $\pm 0,2$ %T (0–100 %)
Répétabilité photométrique	$\pm 0,001$ A (0–0,5 A) ; $\pm 0,002$ A (0,5–1 A) ; $\leq 0,15$ %T (0–100 %)	$\pm 0,001$ A (0–0,5 A) ; $\pm 0,002$ A (0,5–1 A) ; $\leq 0,15$ %T (0–100 %)
Lumière parasite	$\leq 0,03$ %T	$\leq 0,03$ %T
Stabilité	$\pm 0,0005$ A (à 500 nm)	$\pm 0,0005$ A (à 500 nm)
Mode de travail	T, A, C, E	T, A, C, E
Plage photométrique	0–200 %T ; -4–4 A	0–200 %T ; -4–4 A
Affichage	LCD grand écran 320×240 haute luminosité	LCD grand écran 320×240 haute luminosité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Instruments facilement configurables par simple réglage de paramètres. Système ARM de dernière génération avec systèmes d'exploitation intégrés (chinois et anglais) et afficheur LCD grand écran 320×240 haute luminosité.