

Spectrophotomètre UV-Vis SP-UV6000I (bande passante 1,8 nm)

Réf. : SP-UV6000I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV6000I
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm
Bande spectrale	1,8 nm
Précision en longueur d'onde	±0,5 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,1 nm
Lumière parasite	0,05 %T @ 220 nm, 360 nm
Précision photométrique	±0,2 %T (0–100 %T) ; ±0,002 Abs (0–0,5 Abs) ; ±0,004 Abs (0,5–1,0 Abs)
Répétabilité photométrique	≤0,05 %T ; 0,001 Abs (0–0,5 Abs) ; 0,002 Abs (0,5–1,0 Abs)
Plage photométrique	0–200 %T ; -0,3–3,0 A ; 0–9999 C
Stabilité	±0,001 A/h @ 500 nm
Planéité de la ligne de base	±0,001 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis couvrant la plage 190–1100 nm avec une bande passante de 1,8 nm, offrant une haute précision et une bonne stabilité photométriques.