

Spectrophotomètre UV-Vis double faisceau SP-DUVL7

Réf. : SP-DUVL7

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-DUVL7
Système optique	Double faisceau
Affichage	Écran tactile couleur 8 pouces
Sources lumineuses	Lampe deutérium Hamamatsu, lampe tungstène Osram
Bande passante	1,8 nm
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm
Plage photométrique	-0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C
Précision en longueur d'onde	±0,5 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,2 nm
Vitesse de balayage	Rapide / Moyen / Lent
Lumière parasite	≤0,03 %T (220 nm NaI, 360 nm NaNO ₂)
Précision photométrique	±0,3 %T ; ±0,002 Abs (0–0,5 A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectromètre de laboratoire double faisceau performant et économique. Le SP-DUVL7 est équipé d'un grand écran tactile haute définition pour une utilisation simple, et offre des performances double faisceau de qualité professionnelle.