

# Spectrophotomètre UV-Vis SP-UV5600

Réf. : SP-UV5600

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                 | SP-UV5600                      |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Système optique                 | Simple faisceau                |
| Plage de longueurs d'onde       | 190–1100 nm                    |
| Bande passante                  | 2 nm                           |
| Précision en longueur d'onde    | ±0,5 nm                        |
| Répétabilité en longueur d'onde | ≤0,2 nm                        |
| Réglage de la longueur d'onde   | Automatique                    |
| Précision photométrique         | ±0,3 %T                        |
| Répétabilité photométrique      | 0,2 %T                         |
| Plage photométrique             | -0,3–3 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C |
| Stabilité                       | ±0,002 A/h @ 500 nm            |
| Planéité de la ligne de base    | ±0,002 A/h                     |
| Lumière parasite                | ≤0,05 %T @ 220 nm, 360 nm      |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les spectromètres UV-Vis évaluent l'intensité de la lumière avant et après son passage à travers l'échantillon. Modèle simple faisceau couvrant la plage 190–1100 nm avec réglage automatique de la longueur d'onde.