

Spectrophotomètre UV-Vis SP-UV6000 (bande passante 1,8 nm)

Réf. : SP-UV6000

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UV6000
Plage de longueurs d'onde	190–1100 nm
Bande passante	1,8 nm
Précision en longueur d'onde	±0,5 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,2 nm
Précision photométrique	±0,3 %T
Répétabilité photométrique	≤0,15 %T
Plage photométrique	-0,3–3 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C
Stabilité	±0,002 A/h @ 500 nm
Planéité de la ligne de base	±0,002 A/h
Bruit	±0,0005 A
Lumière parasite	≤0,05 %T @ 220 nm, 360 nm
Sortie de données	USB
Port d'imprimante	Port parallèle
Affichage	LCD 320×240 points

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis couvrant la plage 190–1100 nm avec une bande passante de 1,8 nm, un afficheur LCD 320×240, une sortie de données USB et un port d'imprimante parallèle.