

Spectrophotomètre visible simple faisceau SP-V5000 / SP-V5100

Réf. : SP-V5000 / SP-V5100



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-V5000	SP-V5100
Système optique	Détection simple faisceau	Détection simple faisceau
Affichage	LCD 128×64	LCD 128×64
Réglage de la longueur d'onde	Molette manuelle	Automatique
Vitesse de balayage	Non	Rapide / Moyen / Lent
Bande passante	4 nm	2 nm
Plage de longueurs d'onde	325–1000 nm	325–1000 nm
Plage photométrique	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C
Précision en longueur d'onde	±2 nm	±2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	1 nm	0,5 nm
Lumière parasite	≤0,2 %T	≤0,1 %T
Stabilité	±0,002 A/h @ 500 nm	±0,001 A/h @ 500 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série SP-V5000 de spectrophotomètres visibles à détection simple faisceau couvrant la plage 325–1000 nm, avec réglage manuel (V5000) ou automatique (V5100) de la longueur d'onde.