

Spectrophotomètre visible simple faisceau SP-V5600 / SP-V5800

Réf. : SP-V5600 / SP-V5800

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-V5600	SP-V5800
Système optique	Simple faisceau	Simple faisceau
Plage de longueurs d'onde	320–1100 nm	320–1100 nm
Bande passante	2 nm	2 nm
Précision en longueur d'onde	±0,5 nm	±0,5 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,2 nm	≤0,2 nm
Réglage de la longueur d'onde	Automatique	Automatique
Précision photométrique	±0,3 %T	±0,2 %T
Répétabilité photométrique	0,2 %T	0,2 %T
Plage photométrique	-0,3–3 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C	-0,3–3 A ; 0–200 %T ; 0–9999 C
Stabilité	±0,001 A/h @ 500 nm	±0,001 A/h @ 500 nm
Lumière parasite	≤0,05 %T @ 220 nm, 360 nm	≤0,05 %T @ 220 nm, 360 nm
Sortie de données	USB	USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre à simple faisceau utilisant un unique faisceau de lumière pour la mesure, couvrant la plage 320–1100 nm avec une bande passante de 2 nm et une sortie de données USB.