

Spectrophotomètre visible SP-V721

Réf. : SP-V721

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-V721
Système optique	Monochromateur à réseau de diffraction (type C-T)
Plage de longueurs d'onde	360–1000 nm
Lampe source	Halogène 10 W / 8 V
Précision en longueur d'onde	±3,0 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤1,5 nm
Précision en transmittance	±0,8 %T (SRM930D)
Répétabilité en transmittance	≤0,3 %T
Bande spectrale	≤6 nm
Lumière parasite	≤1,0 %T (360 nm, NaNO ₂)
Facteur (F)	1–9999
Concentration (C)	0–9999
Alimentation	90–250 V, 50/60 Hz, 40 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre visible à monochromateur à réseau de diffraction de type C-T, couvrant la plage 360–1000 nm avec une lampe halogène et une bande spectrale ≤6 nm.