

# Spectrophotomètre visible SP-V722 (affichage LED)

Réf. : SP-V722

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                     | SP-V722                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Norme produit                       | Standard entreprise Q/SEEK3          |
| Mode d'affichage                    | LED 4 chiffres                       |
| Plage de longueurs d'onde           | 340–1000 nm                          |
| Lampe source                        | Lampe halogène-tungstène 20 W / 12 V |
| Précision en longueur d'onde        | ±2 nm                                |
| Reproductibilité en longueur d'onde | 1 nm                                 |
| Bande passante                      | 6 nm                                 |
| Précision photométrique             | ±0,5 %T                              |
| Reproductibilité photométrique      | 0,3 %T                               |
| Lumière parasite                    | ≤0,5 %T                              |
| Bruit                               | ±0,5 %T                              |
| Transmittance                       | 0–199,9 %                            |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre visible à affichage LED 4 chiffres, plage 340–1000 nm, lampe halogène-tungstène et bande passante de 6 nm.