

Spectrophotomètre visible à balayage SP-V723

Réf. : SP-V723

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-V723
Plage de longueurs d'onde	320–1100 nm
Précision en longueur d'onde	±1 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤0,5 nm
Bande passante	2 nm
Précision photométrique	±0,5 %T
Répétabilité photométrique	≤0,2 %T
Lumière parasite	≤0,1 %T (220 nm, NaI)
Planéité de la ligne de base	±0,002 A
Stabilité	≤0,0008 A
Bruit	≤0,5 %T (100 %T) ; ≤0,2 %T (0 %T)
Plage photométrique	0,0–200 %T ; -0,3–4 A
Affichage	LCD 128×64

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre visible à balayage couvrant la plage 320–1100 nm avec une bande passante de 2 nm et un afficheur LCD 128×64.