

Incubateur agité toutes températures intelligent vertical ICB-620FTS

Réf. : ICB-620FTS

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-620FTS
Fréquence d'oscillation	0–300 rpm
Précision de fréquence	±1 rpm
Amplitude d'oscillation	26 mm
Précision de réglage de température	0,1 °C
Uniformité de température	±1 °C
Plage de régulation de température	4–60 °C
Convection	Forcée
Affichage	Écran tactile OLED
Régulation	PID micro-informatique intelligente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur agité toutes températures vertical à conception interne double couche offrant le plus grand espace. Régulation PID micro-informatique et convection forcée.