

Hotte à flux laminaire vertical économique série LCB-V...E

Réf. : Série LCB-VxxxxE (économique)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
LCB-V900E	900×715×1700	800×650×570
LCB-V1100E	1050×715×1700	950×650×570
LCB-V1300E	1320×715×1700	1220×650×570
LCB-V1600E	1625×715×1700	1525×650×570

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hotte à flux laminaire vertical économique associant une conception structurelle éprouvée à un système de purification à haute efficacité. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD, filtre HEPA. Hauteur du plan de travail 750 mm.