

Hotte à flux laminaire vertical à écran tactile série LCB-V...I

Réf. : Série LCB-VxxxxI (écran tactile)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Dim. externes (mm)	Dim. internes (mm)
LCB-V800I	800×750×1870	700×660×560
LCB-V1100I	1100×750×1870	1000×660×560
LCB-V1300I	1300×750×1870	1200×660×560
LCB-V1500I	1500×750×1870	1400×660×560
LCB-V1800I	1800×750×1870	1700×660×560

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hotte à flux laminaire vertical à écran tactile LCD, protégeant l'échantillon par un flux d'air purifié. Alarme sonore et visuelle (flux d'air anormal), filtre HEPA. Hauteur du plan de travail 730 mm, ouverture max 300 mm.