

Hotte à flux laminaire vertical de paillasse LCB-V800

Réf. : LCB-V800

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	LCB-V800
Dimensions externes (L×P×H)	710×680×1050 mm (sans support) ; 710×680×1680 mm (avec support)
Dimensions internes (L×P×H)	610×590×625 mm
Hauteur du plan de travail	750 mm
Système de contrôle	Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD
Verrouillage	Vitre coulissante verrouillée avec ventilateur et lampe UV
Indicateurs de durée de vie	Filtre HEPA et lampe UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hotte à flux laminaire vertical de paillasse protégeant l'échantillon par un flux d'air purifié. Contrôleur à microprocesseur avec afficheur LCD, vitre coulissante verrouillée avec ventilateur et lampe UV, indicateurs de durée de vie HEPA et UV. Support (base) disponible.