

Incubateur agité vertical simple porte série ICB-220

Réf. : Série ICB-220 (VS / VSI / VSP / VSIP)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-220VS / VSP	ICB-220VSI / VSIP
Affichage	LCD (VS) ou écran tactile 7" (VSP)	LCD (VSI) ou écran tactile 7" (VSIP)
Régulateur	PID	PID
Convection	Forcée	Forcée
Mode d'agitation	Oscillation cyclotron	Oscillation cyclotron
Capacité	220 L	220 L
Plage de température	RT+5–65 °C	4–65 °C
Précision de température	±0,1 °C	±0,1 °C
Uniformité	±0,5 °C (37 °C)	±0,5 °C (37 °C)
Plage de fréquence	20–350 rpm	20–350 rpm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur agité vertical simple porte de 220 L. Les versions « P » disposent d'un écran tactile 7" affichant la courbe de température ; les versions « I » sont réfrigérées (4–65 °C).