

Viscosimètre haute température VSC-1C / RH / AIH

Réf. : VSC-1C • VSC-RH • VSC-AIH

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Measuring Range (mPa·s)	Rotating Speed (RPM)	Measuring Method	Number of Spindles	Précision	Répétabilité	Sample Capacity (m L)	Temperature Control Range (°C)	Temperature Control
VSC-1C	50~200K	5, 10, 20, 50, 100	Manual measurement	4 types (21, 27, 28, 29)	±1% (FS) (Newtonian Fluid)	±0.5%(FS) (Newtonian Fluid)	10 ~ 20	RT+5~250	±0.1
VSC-RH	50~200K	5, 10, 20, 50, 100	Manual/Auto measurement					RT+5~300	
VSC-AIH	50~10M	0.1~200							

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Viscosimètre haute température pour la mesure de la viscosité de produits à température élevée (bitumes, polymères, résines...). Série VSC-1C / VSC-RH / VSC-AIH.