

Viscosimètre rotatif VSC-1S / 4S / 5S / 8S

Réf. : VSC-1S • VSC-4S • VSC-5S • VSC-8S

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Measuring Range (mPa·s)	Rotating Speed (RPM)	Number of Spindles	Précision	Répétabilité	Alimentation	LCD Screen Display	L0 Spindle is for Option Measured Range (mPa·s)	Shipping Size (mm)
VSC-1S	20-100,000	6, 12, 30, 60	4 types(L1~L4)	±5%(FS) (Newtonian Fluid)	±1%(FS) (Newtonian Fluid)	AC100~240V, 50/60Hz	The LCD screen can display the viscosity, speed, torque, spindle and the maximum viscosity can be measured in the current spindle speed value.	1~100	400×350×300
VSC-4S	20-2,000,000	0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60		±1%(FS) (Newtonian Fluid)	±0.5%(FS) (Newtonian Fluid)			1~2000	
VSC-5S	20-100,000	6, 12, 30, 60						1~100	
VSC-8S	20-2,000,000	0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60						1~2000	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Viscosimètre rotatif pour la mesure de la viscosité des liquides (peintures, encres, adhésifs, aliments, cosmétiques, produits pharmaceutiques). Série VSC-1S / 4S / 5S / 8S.