

Viscosimètre à écran tactile couleur VSC-9SC

Réf. : VSC-9SC

12 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Input Power Frequency	AC110V~240V 50/60Hz DC12V
Input Power (W)	9W+20%
Measurement Range (mpa.s)	1~6×10 ⁶
Précision	±1%(Newtonian liquid)
Repeatability Error (Fs)	±0.5 %(Newtonian liquid)
Viscometer Display Accuracy (mpa.s)	0.01
Single Measurement Automatic	After the measurement results are stable, the rotor stops automatically
Rotor Specifications	1, 2, 3, 4# rotors (optional No. 0 rotor can measure viscosity 0.1-100 mpa.s)
Rotor Speed (rpm)	0.1/0.3/0.6/1.5/3 6/12/30/60
Temperature Sensor Interface	Standard
Computer USB Interface	Standard
RS232 Interface	Standard
Working Environment	Temperature: 5-35°C, relative humidity ≤80%
Shipping Size (W×D×H)(mm)	480×190×440
G.W	10.6kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Viscosimètre à écran tactile couleur VSC-9SC pour la mesure de la viscosité des liquides, avec interface graphique conviviale.