

Spectrophotomètre visible à balayage SP-V723G / SP-V723N

Réf. : SP-V723G / SP-V723N

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-V723G	SP-V723N
Système optique	Détection à faisceau divisé	Détection à faisceau divisé
Affichage	LCD	LCD
Réglage de la longueur d'onde	Automatique	Automatique
Bande passante	4 nm	2 nm
Plage de longueurs d'onde	320–1100 nm	320–1100 nm
Plage photométrique	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C	-3,0 à 3,0 A ; 0–200 %T ; 0,000–9999 C
Vitesse de balayage	Rapide / Moyen / Lent	Rapide / Moyen / Lent
Précision en longueur d'onde	±1 nm	±0,5 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,5 nm	0,2 nm
Précision photométrique	0,5 %T	0,2 %T
Répétabilité photométrique	0,2 %T	0,15 %T
Lumière parasite	≤0,1 %T @ 360 nm	≤0,05 %T @ 360 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Instrument analytique économique à détection à faisceau divisé, avec interface RS232 optionnelle et excellentes performances. L'afficheur LCD montre directement la courbe étalon et les données ; sortie USB et logiciel optionnel pour le pilotage en ligne.