

Spectrophotomètre visible SP-VN721N / SP-VN722N

Réf. : SP-VN721N / SP-VN722N

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-VN721N	SP-VN722N
Système optique	Simple faisceau	Simple faisceau
Affichage	LCD	Écran tactile couleur 7 pouces
Réglage de la longueur d'onde	Molette manuelle	Molette manuelle
Bande passante	2 nm	2 nm
Plage de longueurs d'onde	340–1100 nm	325–1100 nm
Plage photométrique	0 à 1,999 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C	-0,097 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C
Précision en longueur d'onde	±2 nm	±2 nm
Répétabilité en longueur d'onde	≤1 nm	≤1 nm
Lumière parasite	≤0,1 %T (360 nm NaNO ₂)	≤0,1 %T (360 nm NaNO ₂)
Précision photométrique	±0,5 %T ; ±0,004 Abs (0–0,5 A)	±0,5 %T ; ±0,004 Abs (0–0,5 A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre visible robuste et simple d'utilisation. Le SP-VN722N dispose d'un écran tactile couleur 7" offrant une interface homme-machine conviviale. Méthodes de régression linéaire et par coefficient ajoutées au test de concentration.