

Spectrophotomètre visible à écran tactile SP-V2 / SP-V2S

Réf. : SP-V2 / SP-V2S

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-V2	SP-V2S
Système optique	Simple faisceau	Simple faisceau
Affichage	Écran tactile couleur 7 pouces	Écran tactile couleur 7 pouces
Réglage de la longueur d'onde	Automatique	Automatique
Bande passante	2 nm	2 nm
Plage de longueurs d'onde	325–1100 nm	325–1100 nm
Plage d'absorbance	-0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C	-0,301 à 4,000 A ; 0,0–200,0 %T ; 0,000–9999 C
Vitesse de balayage	—	Rapide / Moyen / Lent
Précision en longueur d'onde	±1 nm	±1 nm
Répétabilité en longueur d'onde	0,5 nm	0,5 nm
Lumière parasite	≤0,1 %T (360 nm NaNO ₂)	≤0,1 %T (360 nm NaNO ₂)
Précision photométrique	±0,5 %T ; ±0,004 Abs (0–0,5 A) ; ±0,008 Abs (0,5–1 A)	±0,5 %T ; ±0,004 Abs (0–0,5 A) ; ±0,008 Abs (0,5–1 A)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre visible doté d'un écran tactile couleur 7" à technologie brevetée pour une utilisation simple et efficace. Imprimante thermique intégrée permettant l'impression des résultats de mesure.