

Mélangeur Multi Tube Vortexer

Réf. : VMX-200



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Amplitude	Minuterie
VMX-200	500–2500rpm (Precisely adjusta	4mm	1min–99h59min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet agitateur vortex multi-tubes est un représentant remarquable de la technologie de mélange au laboratoire ; ses fonctions puissantes et sa simplicité d'utilisation offrent un excellent support expérimental. Adapté au mélange et à l'oscillation en biochimie, biologie moléculaire, biomédecine et bien d'autres domaines, il apporte flexibilité et polyvalence. Idéal pour le mélange de liquides, la dissolution d'échantillons et d'autres applications.