

Agitateur vortex

Réf. : VMX-2000



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Amplitude	Minuterie
VMX-2000	1000–2800rpm	3mm	Timing display

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bienvenue dans une nouvelle ère de précision et de flexibilité pour le mélange au laboratoire. Conçu pour l'utilisateur, cet agitateur vortex de pointe offre diverses fonctions pour simplifier vos procédés de mélange. Fonctionnement fluide avec deux modes pratiques adaptés à diverses applications, permettant de choisir le mode le plus approprié à vos besoins de mélange.