

## Agitateur vortex

Réf. : VMX-5



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle | Vitesse   | Amplitude | Minuterie |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| VMX-5  | 0-3000rpm | —         | —         |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Large plage de tension 100-240 V, applications étendues.

**Deux modes au choix**      détection tactile (light sensing) / continu.

Moteur CC à aimants permanents peu sujet à l'échauffement, longue durée de vie, fonctionnement prolongé.

Pieds en silicone souple, très résistants aux chocs ; corps stable même à haute vitesse.

Base en zinc moulé sous pression, robuste, offrant contrepoids et excentricité pour un fonctionnement équilibré.

Adaptateurs de multiples formats disponibles selon les besoins.