

Système de lavage de biberons IVC-WBC500

Réf. : IVC-WBC500



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	IVC-WBC500
Capacité	500 ml × 36
Système de contrôle	PLC
Affichage	Écran tactile LCD 4,3"
Programmes standard	5
Méthode de lavage	Lavage par pulvérisation
Température de lavage principal	≥55 °C (réglable)
Température de rinçage	≥82 °C (réglable)
Biberons lavables	36 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de lavage de biberons adoptant une pulvérisation à eau chaude, haute pression et haut débit. Commande PLC, écran tactile 4,3", 5 programmes standard, température de lavage principal ≥55 °C et de rinçage ≥82 °C (réglables), 36 biberons.